



## **UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA**

POZORNĚ SI PROSTUDUJTE  
UPOZORNĚNÍ/VAROVÁNÍ.

Doklad č. AO1M062, rev. 02/2013

## **Úvod:**

Blahopřejeme Vám k zakoupení nové vysoce kvalitní zdravotnické pomůcky /naslouchadla/ vyrobené podle nejvyššího stupně technologického vývoje. Tato uživatelská příručka obsahuje pokyny pro její užívání a uvádí užitečná doporučení pro udržení pomůcky ve stavu maximální účinnosti. V případě potřeby se neváhejte obrátit na svého specialistu.

## **Vložení/výměna baterie:**

Pro výměnu baterie opatrně a co nejvíce otevřete krytku jejího uložení, aby bylo možné pohodlně původní baterii vyjmout a vložit baterii novou. Věnujte při tom pozornost pólům baterie a řiďte se vyznačenou značkou +.

Používejte pouze baterie určené pro naslouchadla o 1,4 V.

### **Páčkový přepínač funkcí:**

*(pokud je jím pomůcka vybavena)*

Tento přepínač lze nastavit do tří poloh:

**0** – pomůcka vypnuta

**T** – fungování s telefonní cívkou

**M** – fungování s mikrofonem.

### **Tlačítkový přepínač funkcí:**

*(pokud je jím pomůcka vybavena)*

Tento přepínač lze nastavit do dvou poloh:

**nestisknutý** – fungování s mikrofonem

**stisknutý** – fungování s telefonní cívkou.

Poznámka: Pro vypnutí pomůcky otevřete krytku uložení baterie na první kliknutí.

### **Fungování s telefonní cívkou:**

Páčkový přepínač umístěte do polohy T nebo stiskněte tlačítkový přepínač pouze jednou a telefonní sluchátko držte proti uchu s naslouchadlem. Sluchátkem pohybuje všemi směry, dokud nedosáhnete maximálně možné intenzity. Tato funkce umožňuje selektivní poslech telefonu a potlačení hluku na pozadí.

## **Fungování s mikrofonem:**

Páčkový přepínač umístěte do polohy M nebo tlačítkový přepínač vůbec nestiskněte a hlasitost nastavte na požadovanou úroveň. Tato funkce umožňuje poslech za běžných podmínek.

## **Regulátor hlasitosti:**

*(pokud je jím pomůcka vybavena)*

Pro zvýšení hlasitosti regulačním kolečkem otáčejte směrem k vyšším číslům a ponechte je ve zvolené poloze. Po vypnutí naslouchadla přepínačem není nutné úroveň hlasitosti snižovat. Regulační kolečko používejte co možná nejméně, aby nedošlo k jeho předčasnému opotřebení.

## **Přepínač nastavených programů:**

*(pokud je jím pomůcka vybavena)*

Pokud je naslouchadlo vybaveno tlačítkem pro výběr programů uložených do paměti, je možné jeho stisknutím procházet Vaším specialistou nastavenými programy podle Vašich sluchových potřeb.

## **Několik doporučení:**

- Nezapomeňte naslouchadlo po použití vypnout. Pokud pomůcku nebudete používat po dobu několika dnů, vyjměte z ní baterii.
- Jakmile dojde k vybití baterie, naslouchadlo začne vydávat akustickou signalizaci s frekvencí 3 pípnutí každých 5 minut. V takovém případě baterii vyměňte.
- Naslouchadlo, které jste si zakoupili, nevystavujte vysokým teplotám, nepokládejte na topná tělesa, nenechávejte v zaparkovaném vozidle na slunci a vyjměte jej z ucha při fénování.
- Naslouchadlo, které jste si zakoupili, nevystavujte kosmetickým přípravkům, roztokům ani vodě. Při mytí vlasů, sprchování nebo koupání jej vyjměte z ucha.
- Pokud by Vámi zakoupené naslouchadlo začalo pískat, vibrátor není správně umístěn. Pro odstranění pískání zkuste pomůcku vypnout a znovu zapnout. Pískání způsobuje rychlé vybití baterie a pomůcku při něm nelze používat. Pokud by pískání naslouchadla nepřestávalo, obraťte se na specialistu – možná bude třeba naslouchadlo seřídít.

- Naslouchadlo pravidelně čistěte suchým hadříkem.
- Pokud byste po krátké době používání naslouchadla vnímali určitý nepříjemný pocit v místě přitlaku vibrátoru, pomůcku vyjměte a informujte o tom svého specialistu, který správně nastaví jeho přitlak.
- Naslouchadlu, které jste si zakoupili, věnujte náležitou péči; zajistíte tím jeho dlouholetou životnost.
- Za podmínky správného používání naslouchadla společnost Autel odhaduje jeho životnost na 6 let.

### **Problémy:**

Pokud správně nefunguje naslouchadlo, které jste si zakoupili, ověřte, zda je:

- baterie nabitá a správně uložená podle vyznačené značky pólu;
- pomůcka zapnuta a nastavena na maximální úroveň hlasitosti.

Pokud ani po tomto jednoduchém ověření funkčnosti naslouchadlo správně nefunguje, doporučujeme obrátit se na Vašeho specialistu.

### **Způsob uchování:**

- Naslouchadlo neuchovávejte v blízkosti přímých zdrojů tepla.
- Naslouchadlo nevystavuje působení teplot vyšších než 60 °C.
- Naslouchadlo uchovávejte v dodaném obalu.
- Naslouchadlo neuchovávejte v místech, která by mohla dosáhnout teplot vyšších než 60 °C (např. přihrádky uvnitř automobilu).
- Naslouchadlo nevystavuje působení vlhkosti, proto jej uchovávejte v dodaném obalu a vždy na suchém místě.



## **Kontraindikace:**

- Naslouchadlo nemůže být používáno osobami jinými než těmi, které specialista k jeho používání oprávnil.
- Naslouchadlo nesmí být používáno nepovoleným způsobem nebo jinak, než je stanoveno oprávněným specialistou.

## **Upozornění/varování:**

- **Pokud by bylo naslouchadlo používáno nepovoleným způsobem, mohlo by pro uživatele představovat vážné nebezpečí a způsobit mu i trvalé poškození sluchu.**
- Před použitím naslouchadla si prostudujte tato upozornění/varování a celou uživatelskou příručku.
- Naslouchadlo používejte jen v souladu s doporučeními a pokyny Vašeho specialisty a bez jeho souhlasu se do něj nepokoušejte zasahovat.

Naslouchadlo a jeho baterie musí být uchovávány mimo dosah osob, které by je mohly používat nepovoleným způsobem.

- Baterie neuchovávejte společně s léky (tabletami), aby nemohlo dojít k jejich záměně.
- Vybité baterie nelikvidujte jako běžný odpad, ale vraťte je jejich prodejci, aby je ekologicky zlikvidoval.
- Naslouchadlo a jeho baterie uchovávejte mimo dosah dětí nebo osob s omezenou způsobilostí.
- Naslouchadlo uchovávejte vždy na suchém místě o teplotě nepřekračující 60 °C.
- Nastavení naslouchadla nikdy neměňte bez předchozího povolení Vašeho specialisty.
- Na naslouchadlu nikdy neprovádějte žádnou údržbu.
- Údržba a technický servis jsou vyhrazeny pouze a výlučně společnosti Autel srl.

- Naslouchadlo nikdy nikomu nepůjčujte, jelikož by mohlo být používáno nepovoleným způsobem a vážně poškodit sluch jiných osob.
- **Vaše naslouchadlo by mohlo náhle přestat fungovat z důvodu závady nebo vybití baterie. Navíc je citlivé na rušení radiovými frekvencemi, např. z mobilních telefonů. Mějte tuto záležitost na paměti zejména za situace zvýšené pozornosti a nebezpečí, jako například při řízení vozidla nebo akustické signalizaci.**

AUTEL srl  
ul. Via Taormina 1  
00041 Albano Laziale, část Pavona (RM)

AUTEL srl  
ul. Via Taormina 1  
00041 Albano Laziale, část Pavona (RM)

## **Záruka:**

Na tuto zdravotnickou pomůcku se poskytuje záruka ode dne jejího zakoupení podle současně platných zákonných předpisů. Tato záruka se vztahuje i na vady materiálu a výroby. Ze záruky jsou však vyloučeny mikrofony, přijímače, baterie a příslušenství a dále nahodilé škody způsobené nepovoleným používáním.

Datum:

Zákazník:

Prodejce:

Podpis:



## Záruční list

Na výrobek se poskytuje záruka v délce 24 měsíců ode dne prodeje. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé chybným nebo nesprávným používáním nebo mechanickým poškozením včetně zanesení sluchadla nečistotami. Záruka rovněž zaniká neoprávněným zásahem neautorizovanou osobou do sluchadla. Případné spory budou řešeny podle příslušného ustanovení Občanského zákoníku.

Typ přístroje: .....

Datum prodeje: .....

**CE 0476**

V České republice zastupuje  
ROLANDI, s.r.o.  
Zelená 14b  
160 00 Praha 6  
info@rolandi.cz  
www.rolandi.cz

Prodejna v Praze  
Bieblova 19  
150 00 Praha 5 - Smíchov  
Tel.: 736 161 123